

symmed
elite^A

LA EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA TRIPLE 

únete al EFECTO #SYMMED



NO INVASIVO Y SEGURO

Mecanismos de control de cierre del circuito.



MODO DE EMPLEO FÁCIL

Equipo con instrucciones de uso sencillas y software intuitivo. Electrodoos fácilmente intercambiables con múltiples diseños para adaptarse a las diferentes zonas de tratamiento.



PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS

Validados por nuestro equipo de profesionales y detallados para obtener los mejores resultados. Formación y asesoramiento profesional continuos.



DISEÑO DE CALIDAD

Uso de material biocompatible y clínicamente testado para una seguridad óptima en contacto con la piel.



ALTA PRECISIÓN

Capacidad de libre programación de parámetros, intercambio de electrodoos para una alta precisión en la modulación de la radiofrecuencia y profundidad de tratamiento.



VERSATILIDAD

Amplio abanico de accesorios para poder tratar diferentes áreas corporales y las distintas problemáticas estéticas.



SINERGI A CON COSMÉTICA FUNCIONAL SYMMED

Nuestra cosmética incluye principios activos avalados por su eficacia clínica.

Descubre
LA EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA TRIPLE 





ActivePulse

Tecnología de optimización térmica con radiofrecuencia modulada para los modos CAPACITIVO y RESISTIVO, que permite realizar una profunda activación celular, especialmente en tratamientos faciales.

Los novedosos modos de trabajo del equipo **Symmed Elite Aesthetic** permiten aplicar la radiofrecuencia a máxima energía con una excelente tolerancia. El modo **ActivePulse** está diseñado para tratar todos los tipos de piel, incluyendo pieles sensibles y envejecidas, garantizando resultados óptimos con total seguridad.

EnhanCell



Atermia optimizada

Maximiza los mecanismos de bioestimulación celular en ausencia de calor. Indicado en la fase de activación y eliminación de toxinas.

PowerCell



Hipertermia pulsada

Favorece la síntesis y remodelación de colágeno sin someter a la piel a exceso de temperatura. Ideal para pieles que necesitan redensificación.

InDepth Effect

El equipo **Symmed Elite Aesthetic** incluye radiofrecuencia CAPACITIVA y RESISTIVA como herramienta de estimulación tisular.

S InDepth Effect asegura resultados a todos los niveles de la piel, tanto en las capas superficiales (epidermis y dermis) como en las capas más profundas (hipodermis y tejido muscular).

SMART SENSE RES HP

► RESISTIVA



SMART SENSE CAP HP

► CAPACITIVA






Control del **movimiento iónico** y **generación de calor** en el interior de los tejidos.

El equipo **Symmed Elite Aesthetic** trabaja con **radiofrecuencia monopolar** de 448kHz, la frecuencia óptima para generar bioestimulación y efectos fisiológicos eficaces.

DIATERMIA POR RADIOFRECUENCIA

Diferentes temperaturas de trabajo para la obtención de múltiples resultados.



448 kHz

*FRECUENCIA ÓPTIMA
PARA LA BIOESTIMULACIÓN
Y EFECTOS FISIOLÓGICOS*



ATERMIA
36-37°C

Activación celular

Movimiento iónico de las moléculas polares, además de aumentar la tasa de eliminación de toxinas.



TERMIA
38-40°C

Nutrición tisular

Aumento del flujo sanguíneo con la llegada de más nutrientes y oxígeno.




HIPERTERMIA
41-43°C

Hiperactivación

Activación del metabolismo y regeneración tisular.

TECNOLOGÍA
QUE ACTÚA
A TODOS
LOS NIVELES



ESTIMULA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO
Y ELASTINA

ACTIVA EL METABOLISMO DE LAS CÉLULAS GRASAS

PROMUEVE LA CIRCULACIÓN

MEJORA EL MICROAMBIENTE CELULAR

REDUCE LA FIBROSIS DEL TEJIDO ASOCIADA
A LA CELULITIS

TECNOLOGÍA AVANZADA

*i*sense



*i*block

PROTECCIÓN ACTIVA

Control permanente de la temperatura a través del **Smart Sense Handpiece** para una máxima tolerancia y seguridad del tratamiento.



*i*graph

VISUALIZACIÓN GRÁFICA

Monitoriza la evolución de las fases de tratamiento a lo largo del tiempo, optimizando su eficacia.



*i*pilot

ASISTENTE VIRTUAL

Permite seleccionar la fase de trabajo y el software te guiará durante el proceso, con la tranquilidad de asegurar la eficacia y seguridad del tratamiento.



SMART SENSE CAP/RES HANDPIECE

Exclusivo sensor infrarrojo para la medida constante de la temperatura de la piel. **En sinergia con el resto de sistema "i sense"** garantiza unos resultados eficaces y seguros

MANÍPULOS CAPACITIVO Y RESISTIVO

independientes, aptos para tratamientos integrales

SISTEMA ANTI-ROTACIÓN

para una mayor precisión de los protocolos de tratamiento premium



PORTAMANÍPULOS

integrados para la máxima comodidad y facilidad de uso

SUJECIÓN ERGONÓMICA

MANÍPULO SMART SENSE

CAP/RES HANDPIECE

BENEFICIOS

symmed
elite^A

- ✓ Reducción de los **depósitos de grasa y del contorno corporal**
- ✓ Reducción de los signos estéticos de la **piel de naranja**, grados I-III
- ✓ **Remodelación** del rostro y cuerpo
- ✓ Efecto reafirmante cutáneo o **tightening**
- ✓ **Rejuvenece el aspecto de la piel** aumentando su densidad y volumen
- ✓ **Hidrata y proporciona luminosidad** para una piel con aspecto sano y natural
- ✓ Combate el **envejecimiento celular** (antiaging)
- ✓ Devuelve el **equilibrio al cabello** potenciando su salud y belleza
- ✓ Favorece la eliminación de **líquidos y toxinas**

Consigue la máxima potencia en **diatermia por radiofrecuencia**

Frecuencia

448 kHz

Potencia

200 W - 500 VA

Electrodos incluidos


Capacitivos

⊘ 70 mm ⊘ 50 mm ⊘ 30 mm

Resistivos

⊘ 70 mm ⊘ 55 mm ⊘ 30 mm





Flacidez de brazos

Reafirmación de abdomen

Body contouring

Reducción y reafirmación de muslos

TECNOLOGÍA AVANZADA
CORPORAL, FACIAL Y CAPILAR

Antiaging capilar



Contorno de ojos



Surco
nasogeniano



Doble mentón
Óvalo facial



Reafirmación de
cuello y escote



RESULTADOS FACIALES

ANTIAGING



**REJUVENECIMIENTO
ÓVALO FACIAL**
6 sesiones

ANTES



DESPUÉS



BOLSAS HÍDRICAS
3 sesiones

ANTES



DESPUÉS



RESULTADOS CAPILARES



**ANTI CAÍDA
LOCALIZADA**
10 sesiones



**ANTIAGING
CAPILAR**
9 sesiones



RESULTADOS CORPORALES

TIGHTENING



REAFIRMANTE ABDOMEN
8 sesiones

REDUCTOR



REDUCTOR FLANCOS
8 sesiones

ANTICELULÍTICO



**CELULITIS GRADO II
MUSLOS Y GLÚTEOS**
10 sesiones



ACCESORIOS INCLUIDOS



Diferentes **electrodos resistivos y capacitivos** biocompatibles



Placa de retorno



Smart Sense
CAP/RES HP



Mando a distancia



KITS PREMIUM OPCIONAL



CONICAL CAP



PEARL CAP



CURVED
CAP



TOTAL
FACE&NECK



CAP 20



CURVED RES

TOTAL HAIR



WAVE 13 mm



CURVED 13 mm



WAVE 36 mm



CURVED 36 mm

SYMMED COSMETIC LINE

Cosmética funcional

CORPORAL

- 1 Anticelulítica / Lipolítica
- 2 Reafirmante
- 4 **COSMÉTICA NEUTRA**
(todo tipo de pieles, incluidas las irritables/sensibles)

FACIAL

- 3 Antiaging
- 6 Pieles grasas
- 5 Neutra

Potencian la tecnología de los equipos Symmed, garantizando su **conductividad**, y la **efectividad** y **seguridad del tratamiento**

Composición
adaptada a cada
tipo de tratamiento

Para todo
tipo de pieles

Con principios activos
clínicamente testados



CAPILAR

- Loción conductora
- Fórmula reestructurante

RF Hair Lotion


Ingredientes activos que aumentan la conductividad eléctrica para el tratamiento capilar. Incluye *Camomilla* y extractos de flores para acentuar el brillo, iluminación e hidratación del cabello.

Hair Complex

Complejo reestructurante capilar: con flavonoides y derivados del germen de trigo que nutren, reparan y fortalecen el pelo dañado o debilitado.



symmed
elite^A



TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC

termosalud.com

